



Empfehlungen für die Probenentnahme zur Früherkennung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Hausschweinebeständen

Der Tiergesundheitsdienst der Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt unterstützt im Rahmen eines Früherkennungsprogrammes die Untersuchung auf ASP in Hausschweinebeständen. Details zum Programm und Informationen zur Anmeldung erfahren interessierte Betriebe bei der Tierseuchenkasse.

Die Probenentnahme im Rahmen dieses Früherkennungsprogrammes wird auf Basis der praktischen Erfahrungen des Tierseuchenbekämpfungsdienstes in Zusammenarbeit mit der virologischen Diagnostik des Fachbereich Veterinärmedizin nachfolgender Kaskade empfohlen:

1. EDTA-Blutprobe vom verendeten Schwein (Herzblut) – Abbildung 1

Blut stellt sich, durch die hohe Viruslast im Positivfall und durch das praktikable Handling im Labor, auch bei größerem Probenaufkommen (Probenpool möglich) als **Mittel der Wahl** dar. Wie eigene Untersuchungen im Feld gezeigt haben, ist eine Entnahme von Herzblut bei frisch verendeten Schweinen (Kadaver ≤ 12 Stunden alt) möglich.

Für eine Herzpunktion wird das Schwein in Seitenlage auf die rechte Körperseite gelegt. Die Punktion erfolgt im Interkostalraum kaudal des Ellenbogens (s. Abb. 1). Nach Einführen der Kanüle wird durch Zurückziehen des Konus ein Unterdruck erzeugt (ähnlich wie bei der Blutentnahme am lebenden Schwein), gleichzeitig wird die Kanüle weiter nach medial bis zur Punktion der Herzkammer oder des –vorhofs vorgeschoben. Es ist darauf zu achten, dass sich die Kanüle nicht mit Blutkoagulat oder Gewebe zusetzt. Infolge von Autolyse ist es möglich, dass serumartige Flüssigkeit anstatt Blut gewonnen werden kann. Auch diese kann zur Diagnostik eingesandt werden (allerdings keine Untersuchung im Pool möglich). Als Probeentnahmesystem sollten ausschließlich EDTA-Kabevetten (mit Barcode, Firma Kabe, zu beziehen über LAV Fachbereich Veterinärmedizin) verwendet werden. Sollte die Probenahme von Herzblut nicht gelingen, ist alternativ die Entnahme eines bluthaltigen Tupfers als Ersatzverfahren möglich.



Abbildung 1: Herzpunktion am verendeten Schwein

2. Bluthaltiger Tupfer – Abbildung 2

Zur Entnahme des Tupfers wird empfohlen, eine Inzision (ca. 2 cm) in den Interkostalraum im Herzbereich mittels Einmalskalpell vorzunehmen. Anschließend kann der Interkostalraum betupfert werden bis der Tupfer deutlich blutrot gefärbt ist. Der Einsatz von Mehrwegtrokarsystemen wird vom LAV ausdrücklich nicht empfohlen.

Um eine eindeutige Zuordnung der Proben zu gewährleisten hat es sich bewährt, barcodierte Probenentnahmesysteme (Blutproben und Tupfer) zu verwenden. Die o. g. Systeme werden z. B. von der Firma Kabe vertrieben. Eine kostenpflichtige Abgabe der Entnahmesysteme an die Veterinärämter der Landkreise und kreisfreien Städte oder an beauftragte tierärztliche Kolleginnen und Kollegen ist durch das LAV Fachbereich Veterinärmedizin möglich.



Abbildung 2: Inzision in den Interkostalraum und Tupferprobennahme



3. Organprobenentnahme

Eine Organentnahme zur weiteren Diagnostik ist derzeit nur in Verbindung mit einer Sektion des Tierkörpers im LAV Fachbereich Veterinärmedizin möglich. Aufgrund der begrenzten Kapazität sollte dieses Verfahren grundsätzlich der Abklärung von Verdachtsfällen vorbehalten sein oder im Vorfeld mit den zuständigen Tierärztinnen und Tierärzten der Sektion besprochen worden sein. Ein Poolen von Organproben ist für bis zu 5 Proben möglich.

4. Einsendeformular

Als Einsendeformular für Blut oder bluthaltige Tupfer nutzen Sie bitte den Untersuchungsantrag Virologie, Serologie Blutproben Schwein, für die Sektion bitte den Untersuchungsantrag zur Routinesektion von Tierkörpern/Organen.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Hauptsitz

Freiimfelder Straße 68 – 06112 Halle (Saale)
TEL (0345) 52162-200 / FAX (0345) 52162-401

Dienstgebäude

Fachbereich Veterinärmedizin
Haferbreiter Weg 132-135 – 39576 Stendal
TEL (03931) 631-0 / FAX (0345) 52162-401
E-Mail: lav-fb4@sachsen-anhalt.de

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de
